

CADD PRIZM BATTERY CHANGE PROCEDURE

Note: If the yellow and green light on the top right corner of the pump start blinking, and a “9-volt Battery Low” or “9-volt Battery Depleted” or “Battery Low” message appears on the display screen, you should change the battery. Use a 9-volt alkaline or lithium battery.

SUPPLIES NEEDED:

9-volt battery

PROCEDURE:

1. Stop CADD Prizm pump. Press START/STOP key. When you see Stop the pump?, press “Y”.
2. Press the button on the battery door and slide the battery door forward. Remove the used battery.
3. Match the + and – markings on the new battery with the markings on the pump. Insert the new battery. The pump will beep if the battery is inserted correctly.
4. Replace the battery door. The pump will power up automatically.
5. Restart pump. Press STOP/START key. When you see Start the pump?, press “Y”.
6. Starting pump will appear on the main screen. The pump will automatically review and display the preprogrammed settings.
7. Running will appear on the screen, the green light will blink and medication delivery will begin.
8. Place CADD Prizm pump back in carrying pouch.

Revised 9-2024

PROCEDIMIENTO PARACAMBIAR LA BATERÍA DE LA CADD PRIZM

Nota: Si la luz amarilla y verde en la esquina superior derecha de la bomb comienzan a parpadear y aparece el mensaje “Batería de 9 voltios baja” o “Batería de 9 voltios agotada” o “Batería baja” en la pantalla, debe cambiar la batería. Use una batería alcalina o de litio de 9 voltios.

SUMINISTROS NECESARIOS:

Batería de 9 voltios

PROCEDURE:

1. Detenga la bomba CADD Prizm. Presione la tecla START/STOP. Cuando vea el mensaje Stop the pump?, presione “Y”.
2. Presione el botón en la tapa de la batería y deslícela hacia adelante. Retire la batería usada.
3. Haga coincidir las marcas + y – de la batería nueva con las marcas de la bomba. Inserte la batería nueva. La bomba emitirá un pitido si la batería está insertada correctamente.
4. Vuelva a colocar la tapa de la batería. La bomba se encenderá automáticamente.
5. Reinicie la bomba. Presione la tecla STOP/START. Cuando vea Start the pump?, presione “Y”.
6. Starting pump aparecerá en la pantalla principal. La bomba revisará y mostrará automáticamente los ajustes preprogramados.
7. Running aparecerá en la pantalla, la luz verde parpadeará y comenzará la administración del medicamento.
8. Vuelva a colocar la bomba CADD Prizm en la funda de transporte.

Revisado 9-2024